

Puro Clean®

Sterilizzatore spray per mascherine

A base di alcool denaturato e
sali di ammonio quaternario

COMPOSIZIONE: Benzalconio Cloruro, Alcoli isopropilico ed etilico. **MODALITA' DI CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO:** Conservare il prodotto in luogo asciutto ed a temperatura ambiente, lontano da fonti di calore e lontano dalla portata dei bambini. **PRECAUZIONI D'USO:** Nessuna in particolare. **AVVERTENZE:** Xi-irritante. Frasi di rischio. R36 Irritante per gli occhi. R43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. R 67 Può provocare sonnolenza e vertigini. **CONSIGLI DI PRUDENZA:** In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non disperdere nell'ambiente il recipiente dopo l'uso. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Infiammabile. Non ingerire. **VALIDITA':** 3 anni - confezione integra.

Applicazioni e modalità d'uso: Spruzzare con l'apposito vaporizzatore; verificare dopo lo spruzzo che la superficie sia ben umida. Per una buona disinfezione delle superfici attendere circa 1 min ed asciugare. Per le mascherine si raccomanda l'utilizzo delle stesse dopo 2 ore dalla disinfezione. **PuroClean®** è un dispositivo medico di classe IIa.(Direttiva 93/42/CE e smi), recepimento in Italia D.Lgs. 46/92 e smi).



ELLEVA
PHARMA